



# MM.Tooth

## Endo Education Tool



### EN MM.Tooth - mandibular molar

**Level of difficulty:** moderate

**Canals:** 3

**Key feature:** severely curved mesial canals

**Working lengths:**

- Mesio Buccal: 23 mm
- Mesio lingual: 23.5 mm
- Distal: 21 mm

**Working procedure:**

- Use hand or rotary instrument system of choice\*
- Negotiate canals using an ISO 10 size hand file
- Prepare glide path as indicated
- Irrigate between instruments
- Use water or alcohol for irrigation

\*If you use a rotary instrument system, use a torque-controlled motor with settings provided by the manufacturer of the respective system.

Only for dental education

Ref. 61000009 (25 units)

### FR MM.Tooth - molaire mandibulaire

**Difficulté :** moyenne

**Canaux :** 3

**Particularité:** canaux mésiaux avec courbures sévères

**Longueur de travail :**

- Mésio-vestibulaire : 23 mm
- Mésio-lingual : 23.5 mm
- Distal : 21 mm

**Mise en forme canalaire :**

- Utilisez des instruments manuels ou mécanisés selon votre choix\*
- Négociez les canaux radiculaires avec une lime ISO 10
- Suivre le protocole recommandé
- Irriguez entre les instruments avec de l'eau ou de l'alcool

\*Pour une instrumentation mécanisée utilisez un moteur endodontique avec contrôle du couple et de la vitesse. Respectez les paramètres recommandés par les fabricants.

Seulement pour la formation professionnelle en odontologie

Ref. 61000009 (25 unités)

### DE MM.Tooth - Unterkiefer-Molar

**Schwierigkeitsgrad:** Mittel

**Kanäle:** 3

**Besonderheit:** Stark gekrümmte mesiale Kanäle

**Arbeitslängen:**

- Mesio Buccal: 23 mm
- Mesio lingual: 23.5 mm
- Distal: 21 mm

**Vorgehensweise:**

- Verwenden Sie das Hand- oder rotierende Instrumentensystem Ihrer Wahl\*
- Kanäle mit einer ISO 10 Handfeile ertasten
- Präparieren Sie den Gleitpfad wie im System vorgesehen
- Spülen Sie zwischen den Instrumenten
- Benutzen Sie Wasser oder Alkohol zur Spülung

\*Wenn Sie ein rotierendes Instrumentensystem benutzen, verwenden Sie einen Drehmoment-kontrollierten Motor mit den vom Hersteller empfohlenen Einstellungen.

Nur für die zahnärztliche Ausbildung

Ref. 61000009 (25 Stücke)

### IT MM.Tooth - molare inferiore

**Livello di difficoltà:** moderato

**Canali:** 3

**Caratteristica:** canali mesiali fortemente curvati

**Lunghezza dei canali:**

- Mesio Buccale: 23 mm
- Mesio linguale: 23.5 mm
- Distale: 21 mm

**Metodo lavorativo:**

- Usare sistema strumentario manuale o rotatorio\*
- Accesso ai canali usando uno strumento manuale ISO misura 10
- Preparare il canale come indicato
- Sciacquare durante le strumentazioni
- Usare acqua o alcool per i risciacqui

\*Se si sceglie un sistema rotatorio, usare un motore con limitazione di coppia e rispettare le istruzioni del fabbricante.

Esclusivamente per educazione dentaria

Ref. 61000009 (25 unità)