

# MM•Tooth

Endo Education Tool

## Idéale pour s'entraîner

MM•Tooth est la parfaite réplique d'une molaire mandibulaire naturelle, imprimée en 3D à partir de la microtomographie à rayons X.



## Aussi vraie qu'une dent

- Réalisée dans un matériau **très proche de la dentine naturelle**, vous réalisez toutes les étapes du traitement endodontique, de l'évasement coronaire à l'obturation, avec un ressenti comparable à la pratique clinique.
- Avec **3 types de canaux** de difficultés différentes et une **cavité d'accès préalablement réalisée**, MM•Tooth est adaptée aux différents systèmes endodontiques manuels ou mécanisés que vous utilisez.
- **Transparente**, MM•Tooth autorise une parfaite visualisation de la progression des instruments au sein des différents canaux. Vous pourrez également apprécier la qualité de la mise en forme canalaire, la parfaite adaptation du maître-cône et la qualité de l'obturation finale.

Spécialement conçue pour la formation clinique, MM•Tooth est idéale pour les étudiants, les chercheurs et les praticiens pour se former, s'entraîner ou réaliser des essais.



## Caractéristiques

**Difficulté** : moyenne - **Canaux** : 3

**Particularité** : canaux mésiaux avec courbures sévères

**Réf.** 61000009 (25 unités)

Votre spécialiste endo

MM•Tooth  
Votre solution  
formation par  
MICRO-MEGA®

