



FR :

Dans un souci de total respect de la chaîne d'hygiène et de maîtrise des infections croisées, ce cabinet dentaire est équipé pour votre sécurité d'un X-Cidol[®]2 de MICRO-MEGA[®] qui réalise automatiquement la pré-désinfection et le nettoyage des instruments dynamiques systématiquement avant toute intervention.



X-Cidol[®]2

- Le X-Cidol[®]2 est un produit détergent désinfectant présentant une activité:
 - Détergente
 - Bactéricide : testée selon les normes EN 13727 et EN 14561.
 - Fongicide testée selon les normes NF EN 13624 et EN 14562.
 - Tuberculocide : testée selon la norme EN 14563.
 - Virucide : virus PRV (virus modèle Hépatite B), BVDV (virus modèle Hépatite C), HERPES VIRUS HSV1 et VACCINIA VIRUS.



Suivant : Circulaire Ministérielle N° DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 Mars 2001.

Guide de prévention des infections liées aux soins réalisés en chirurgie dentaire et en stomatologie - Ministère de la Santé, DGS, Juillet 2006.

Guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé - Mars 2006



EN:

With concern for the complete respect of the hygiene chain, and also the control of cross contamination, the dental surgery is equipped for your security with the X-CID®2 from MICRO-MEGA®. X-CID®2 performs an automatic pre-disinfection and cleaning of rotating instruments systematically before each intervention.



DE:

Um die Hygienekette ordnungsgemäss einzuhalten und die Kreuzkontamination zu verhindern ist diese Praxis, auch zu Ihrer Sicherheit, mit einem MICRO-MEGA® X-CID®2 ausgestattet. Dieses Gerät führt eine automatische Vordesinfektion und Reinigung von Hand-Winkelstücken und Turbinen vor jeder Behandlung durch.

