

MicroMega One Curve

Ein umfassendes Angebot an Feilen zum Einmalgebrauch in
kontinuierlicher Rotation
C.WIRE Wärmebehandlung

The Endo DNA⁽¹⁾
(1) Die DNA der Endodontie



100% +
flexibel⁽²⁾



2,4X

bruchfester⁽²⁾
(zyklische Ermüdung)



(2) im Vergleich zu herkömmlichen NiTi-Feilen
MicroMega F&E-Daten
(One Curve 25.06 vs One Shape 25.06)

Sicherheitsoptimierung

**Zur Behandlung aller
Kanal anatomien**

One Curve steril, 4 - 5 Stück/Blister (B4 - B5)

L21	20949431	B5 One Curve n25 4% L21 Classics
	20949401	B5 One Curve n25 6% L21 Sterile
	20949432	B5 One Curve n35 4% L21 Classics
	20949433	B5 One Curve n45 4% L21 Classics
L21 sortiert	20949435	B4 One Curve L21 Asst STARTER PACK Sterile
L25	20949441	B5 One Curve n25 4% L25 Classics
	20949402	B5 One Curve n25 6% L25 Sterile
	20949442	B5 One Curve n35 4% L25 Classics
	20949443	B5 One Curve n45 4% L25 Classics
L25 sortiert	20949445	B4 One Curve L25 Asst STARTER PACK Sterile
L31	20949451	B5 One Curve n25 4% L31 Classics
	20949403	B5 One Curve n25 6% L31 Sterile
	20949452	B5 One Curve n35 4% L31 Classics
	20949453	B5 One Curve n45 4% L31 Classics
L31 sortiert	20949455	B4 One Curve L31 Asst STARTER PACK Sterile

Legal-Hersteller: Micro-Mega SA - 12, rue du Tunnel - 25000 BESANCON / Frankreich
MicroMega One Curve | Werbung | Jahr der CE-Kennzeichnung: 2019
Medizinprodukt-Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG | Benannte
Stelle: GMED CE0459 | Medizinprodukt für zahnärztliche Behandlungen,
ausschließlich für den professionellen, zahnmedizinischen Gebrauch
bestimmt | Siehe Produktkennzeichnung und Gebrauchsanweisung.