


MicroMega HandFiles⁽¹⁾




Vorsterilisierte Instrumente
Blister mit je 6 Handfeilen

K-Feilen, K-Reamer, H-Feilen (1)
micromega.coltene.com

Der Beitrag von COLTENE für mehr Sicherheit für Patienten, Zahnärzte und Behandler in den Praxen: vorsterilisierte, einsatzbereite Instrumente




- Garantierte Sterilisierung gemäß regulatorischen Standards
- Vereinfachte Logistik dank einsatzbereiter Instrumente



Gewohnt hohe Produktqualität in neuer Verpackung

- Blister mit 6 vorsterilisierten Instrumenten
- Wiederaufbereitbare Feilen



MicroMega K-Files (K-Feilen)



MicroMega K-Reamers (K-Reamer)



MicroMega H-Files (H-Feilen)

K-Feilen, K-Reamer, H-Feilen

- Erhältliche Längen:
 - > 21 mm
 - > 25 mm
 - > 31 mm **NEUE GRÖSSE**
- Größen von 006 bis 140⁽¹⁾
- 2 % Konizität



Weitere Informationen über MicroMega Handfeilen finden Sie auf unserer Website: micro-mega.com/catheterism



(1) Scannen Sie den QR-Code, um eine detaillierte Liste der Artikelnummern herunterzuladen, oder finden Sie den gewünschten Artikel auf channel.micro-mega.com

©COLTENE

Legal-Hersteller:
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com

MicroMega K-Files - MicroMega K-Reamers - MicroMega H-Files
Werbung | Jahr der CE-Kennzeichnung: 2020 | Medizinprodukt-Klasse Is gemäß der Richtlinie 93/42/EWG | Benannte Stelle: LNE/G-MED | Medizinprodukt für zahnärztliche Behandlungen, ausschließlich für den professionellen, zahnmedizinischen Gebrauch bestimmt. Siehe Produktkennzeichnung und Gebrauchsanweisung auf der Website: micro-mega.com



COLTENE