


MicroMega

HERO 642



Séquence de mise en forme canalaire
Plaquettes de 6 instruments

Le HERO 642 de COLTENE Micro-Mega est un instrument en Nickel-Titane à conicité constante pour la mise en forme du canal radiculaire.

- Rotation continue avec des vitesses comprises entre 300 à 600 tr/min
- Méthode du crown-down

Best-sellers

HERO642 N20 6%



HERO642 N20 4%



HERO642 N20 2%



HERO642 N25 4%



HERO642 N30 4%



Avantages du produit

- «Âme résiduelle» importante qui augmente la résistance à la fracture
- Pas progressif qui réduit la tendance au vissage
- Présence d'une pointe inactive

Séquence HERO 642

- Longueurs disponibles :
 - > 21 mm
 - > 25 mm
- Tailles de 20 à 30
- Conicité 6, 4 ou 2%

References

20136101	P6 HERO 642 n20 L25 2% Classics	20136114	P6 HERO 642 n20 L21 2% Classics
20136102	P6 HERO 642 n25 L25 2% Classics	20136115	P6 HERO 642 n25 L21 2% Classics
20136103	P6 HERO 642 n30 L25 2% Classics	20136116	P6 HERO 642 n30 L21 2% Classics
20136107	P6 HERO 642 n20 L25 4% Classics	20136120	P6 HERO 642 n20 L21 4% Classics
20136108	P6 HERO 642 n25 L25 4% Classics	20136121	P6 HERO 642 n25 L21 4% Classics
20136109	P6 HERO 642 n30 L25 4% Classics	20136122	P6 HERO 642 n30 L21 4% Classics
20136110	P6 HERO 642 n20 L21 6% Classics	20136132	P6 HERO 642 n20 L25 6% Classics
20136111	P6 HERO 642 n25 L21 6% Classics	20136133	P6 HERO 642 n25 L25 6% Classics
20136112	P6 HERO 642 n30 L21 6% Classics	20136134	P6 HERO 642 n30 L25 6% Classics

Fabricant legal :
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com

MicroMega HERO 642
Publicité | Année marquage CE : 1998 | Classe médicale IIa selon la Directive 93/42/CEE | Organisme notifié : GMED | Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Voir l'étiquetage du produit et la notice disponible sur le site internet : micro-mega.com